



The ThermoGlow Pro

návod k použití

ZAČÍNÁME

Gratulujeme k prvnímu kroku - k zakoupení vašeho nového oblíbeného kosmetického přístroje ThermoGlow Pro Dr. LEVY Swizerland. Než začnete využívat všechny výhody sofistikované technologie v pohodlí vašeho domova, věnujte prosím chvíli pozornému přečtení pokynů v této příručce.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte toto zařízení pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

ThermoGlow Pro je kosmetický přístroj určený pro použití na obličej a je určen pro kosmetické použití. Toto zařízení je zařízení pro krásu. Nejedná se o zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě, léčbě nebo prevenci jakékoli nemoci.

VAROVÁNÍ: ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEJSOU POVOLENY.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (E.U.)

Toto zařízení nemohou používat děti mladší 18 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmějí provádět čištění a užitelskou údržbu bez dozoru.

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím pozorně upozornění, varování a kontraindikace v příručce; zařízení by neměly používat děti mladší 18 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

DŮLEŽITÉ: Tento spotřebič obsahuje nevyměnitelnou baterii. Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodávaným se spotřebičem. Spotřebič smí být napájen pouze napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM



Tento symbol znamená, že odpovídá určitým směrnicím EU (“Conformité Européenne”)



Tento symbol znamená, že se shoduje s určitými směrnicemi Spojeného království (“UK Conformity Assessed”)



Tento symbol znamená shodu s určitými směrnicemi Euroasijského společenství



Přečtěte si a striktně dodržujte všechny instrukce uvedené v tomto manuálu



Pouze pro domácí použití



Spotřebič III třídy



Spotřebič s dvojitou izolací, nevyžaduje bezpečnostní uzemnění



Energetická účinnost úrovně 6 (VI)



Vybaveno bezpečnostní izolací a ochranou proti zkratu (SELV)

IP20

Stupeň ochrany proti vlhkosti



Stejnoseměrný proud (DC)

ta 40°C


Maximální teplota vzduchu / okolního prostředí



Upozornění: pokud jsou zástrčky poškozené, je třeba výrobek zlikvidovat (viz část „recyklace“).



Polarita systému; ochrana pojistkou



Spínaný zdroj napájení (SMPS)



Tyto symboly znamenají, že zařízení by mělo být vždy udržováno v suchu a že by se zařízení nemělo používat ve vaně, sprše nebo nádrži naplněné vodou.

Pokud dojde k jakémukoli poškození napájecího kabelu nebo napájecího zdroje, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte výrobce nebo jeho zástupce / autorizovaného prodejce pro výměnu kabelu.

ThermoGlow Pro POPIS


ThermoGlow Pro je masážní přístroj kombinující nízkourovňové zahřívací vlny a iontovou technologii, která může pomoci viditelně oživit pleť a zlepšit rutinu péče o pleť.

ThermoGlow Pro je určen pro neinvazivní domácí ošetření pleti. Při dodržení pokynů a bez kontraindikací, může být použit také kolem očí (**vždy mimo periorbitální okraj**).

Během použití se elektroda přizpůsobí tvaru jemnějších kontur vašeho obličeje. Díky třem teplotním funkcím – „Cool“, „Purify“ a „Infuse“ – přístroj pomáhá oživit pokožku, viditelně zlepšuje texturu a dodává pocit zpevnění. Spojení elektromagnetických iontových proudů může zaprvé umožnit hlubší čištění otevřením pórů a přitažením toxinů k povrchu a zadruhé pomoci dodat živiny hlouběji do pokožky prostřednictvím záporného iontového „antimagnetického“ efektu.

Známky únavy na pleti se mohou viditelně zlepšit; pleť je plan a zářívá.

ThermoGlow Pro lze použít jako součást každodenní ranní nebo večerní pleťové rutiny.



Důležité :

Přístroj **NENÍ** voděodolný.

Zařízení čistěte pouze vlhkým hadříkem nebo čisticím hadříkem bez použité čisticí na bázi alkoholu. Neponořujte zařízení do vody ani jej nečistěte pod tekoucí vodou (kromě čisticího kroužku). Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s jakýmkoli korozivními roztoky, které by poškodily vzhled a funkci. Zařízení skladujte na chladném a suchém místě (teplota: 0°C – 40°C Relativní vlhkost: 10~95% RH). Neskladujte zařízení ani baterii tam, kde mohou teploty překročit 40 °C, například na přímém slunci nebo ve vozidle.

KONTRAIKACE A UPOZORNĚNÍ

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ

Pokud máte nějaké specifické zdravotní potíže nebo obavy, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem.

- Pouze k zevnímu použití.
 - Používání ThermoGlow Pro by mělo být pohodlné – pocit při používání masážního přístroje, ať už studený nebo teplý, by měl být příjemný. Pokud zaznamenáte jakékoli nepohodlí nebo podráždění, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
 - Při používání zařízení se může objevit mírné brnění, což je normální.
 - Zabráňte jakémukoli otřesům zařízení. Pokud je výrobek poškozen pádem nebo kolizí, přestaňte jej používat. Produkt sami neotevírejte, neoddělujte jeho části, nepřeměňujte jej ani neopravujte.
 - Existuje 3 automatická vypnutí: První automatické vypnutí po 90 sekundách pro funkci „Cool“ (modré světlo, chlad). Druhé automatické vypnutí po 3 minutách pro funkci „Purify“ (červené světlo, teplo). Třetí automatické vypnutí po 3 minutách pro „Infuse“ (fialové světlo, teplo). Pokud pocítíte jakékoli známky nebo pocity nepohodlí, a to ještě před automatickým vypnutím, přestaňte používat.
 - Před použitím se ujistěte, že systém a jeho USB kabel nevykazují žádné viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen elektrický kabel nebo pokud je přístroj rozebrán.
 - Při práci se zařízením se ujistěte, že máte zcela suché ruce.
 - Před použitím nebo před čištěním a údržbou zařízení VYPNĚTE.
 - Z hygienických důvodů svůj ThermoGlow Pro nesdílejte s nikým jiným.
-
- Nepoužívejte na oblast hrudníku/prsou, krku (včetně oblasti štítné žlázy), kolem orbitálního okraje oka (včetně očních víček), na rty nebo oblast genitálií.
 - Při použití v oblast pod očima dbejte zvýšené opatrnosti a nepřibližujte zařízení do kontaktu s očními víčky.
 - Nepoužívejte toto zařízení, pokud trpíte nějakým genetickým onemocněním očí. Toto zařízení NEBYLO testováno na subjektech, které trpí genetickými onemocněními očí, a proto nejsou rizika známa. Pokud si nejste jisti jakýmkoli souvisejícím stavem oka a používáte toto zařízení, kontaktujte svého oftalmologa nebo očního lékaře.
 - Nepoužívejte na zarudlou kůži, vystouplá mateřská znaménka, hlavní tepny, zvětšené kapiláry, kovové implantáty, infikované oblasti nebo oblasti znecitlivělé.
 - Nepoužívejte zařízení na místech s růžovkou, mateřskými znaménky, bradavicemi, otevřenými vředy, rakovinnými lézemi, ekzémy, dermatitidou, lupénkou, suchými a/nebo šupinatými skvrnami, akné, oparem nebo pokud trpíte jakýmkoli kožním onemocněním. Toto zařízení není určeno k léčbě jakýchkoli kožních onemocnění.
 - Používání tohoto zařízení může způsobit nepohodlí nebo vedlejší účinky osobám trpícím kožním onemocněním nebo zánětem, osobám s citlivou pokožkou a osobám s alergickou konstitucí. Přestaňte jej používat, pokud se objeví nějaké vedlejší účinky.
 - Toto zařízení se nesmí používat na částech, kde je poškozena celistvost kůže (jako jsou popáleniny, puchýře, léze, řezy, rány, aktivní kožní onemocnění nebo infekce).
 - Máte-li kožní onemocnění nebo zdravotní problémy, poraďte se před použitím s lékařem.
 - Nepoužívejte jej, pokud máte v anamnéze keloidní jizvy, abnormální hojení ran nebo křehkou kůži.
 - Nepoužívejte na spálenou nebo nedávno spálenou pokožku.
 - Nepoužívejte jej, pokud máte jinou formu poraněné nebo poškozené pokožky.
 - Nepoužívejte jej, pokud jste v posledních třech měsících podstoupili laserové ošetření nebo chemický peeling v oblasti aplikace nebo pokud stále procházíte procesem úplného zhojení. Před použitím tohoto zařízení se vždy poraďte se svým lékařem.
 - Nepoužívejte jej, pokud jste podstoupili kosmetický chirurgický zákrok v oblasti aplikace nebo v jejím okolí před konzultací se svým lékařem.
 - Nepoužívejte, pokud jste měli injekční výplně (jako je kyselina hyaluronová) v oblasti aplikace před konzultací se svým lékařem.
 - Nepoužívejte jej, pokud máte nějaké stávající zdravotní potíže, jako je epilepsie, hemoragické onemocnění, rakovina, nádory nebo poruchy vnímání.
 - Nepoužívejte, pokud máte oslabený imunitní systém v důsledku imunosupresivních onemocnění, jako je AIDS, nebo užíváte imunosupresivní léky.
 - Nepoužívejte, pokud máte nějaké onemocnění, které je stimulováno teplem nebo chladem, jako je např. opakující se herpes simplex (v oblasti ošetření).

- Pokud jste těhotná, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem.
 - Nepoužívejte jej, pokud máte implantovaný lékařský přístroj, elektronický přístroj nebo tělesné pomůcky.
 - Nepoužívejte funkce „Purify“ (červené světlo, horko) a „Infuse“ (fialové světlo, teplo), pokud máte melasma nebo hyperpigmentaci, zvláště pokud je zhoršena mírným teplem.
 - Dlouhodobé účinky „kontrastní terapie“ (aplikace střídavě různých teplot na kůži) nebo iontových proudů nejsou známy.
 - Máte-li podezření na srdeční onemocnění nebo vám bylo diagnostikováno onemocnění srdce, dodržujte opatření doporučená vaším lékařem.
 - Pokud trpíte precitlivělostí na chlad nebo horko, kopřivkou a/nebo oběhovou nedostatečností, poraďte se před použitím s lékařem.
- Nepoužívejte jej při řízení nebo obsluze těžkých strojů.
 - Po úplném nabití nenechávejte baterii v nabíječce déle než 1 hodinu.
 - Do žádného otvoru v zařízení nevkládejte žádné předměty.
 - Nepoužívejte zařízení, pokud se přehřívá nebo máte podezření, že nefunguje správně.
 - Nenechávejte ThermoGlow Pro na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vařící vodě. Výrobek skladujte při pokojové teplotě v suchu.
 - ThermoGlow Pro by měl být před aktivací zcela suchý. Nepoužívejte zařízení, pokud bylo ponořeno do vody, a nepoužívejte jej s mokřýma rukama.
 - Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
 - Nepoužívejte zařízení, když je zapojeno do zásuvky. Nepoužívejte zařízení během nabíjení. Pokud toto zařízení nebo nabíječka nefunguje správně nebo se zdá být poškozená, přestaňte ji používat. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s vaším zařízením.
 - Zařízení ani jeho baterie nespalujte. Baterie může explodovat a způsobit zranění nebo poškození. Při spalování baterie vznikají toxické výpary a materiály.
 - Baterie nebo nabíječku zařízení nemačkejte ani nijak nepoškozujte. Nepoužívejte nabíječku, která utrpěla ostrý náraz, upadla, přejela nebo byla jakkoli poškozena.
 - Chemikálie baterie způsobují vážné popáleniny. Nikdy nedovolte, aby se vnitřní baterie dostala do kontaktu s pokožkou, očima nebo ústy. Pokud z poškozené baterie unikají chemikálie, použijte k její likvidaci gumové nebo neoprenové rukavice. Pokud je pokožka vystavena tekutinám z baterie, omyjte ji mýdlem a vodou a opláchněte octem. Pokud jsou oči vystaveny chemikáliím z baterie, okamžitě je vyplachujte vodou po dobu 20 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte a zlikvidujte kontaminovaný oděv.
 - Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné díly. Tento spotřebič obsahuje nevyměnitelné baterie.
 - Nepoužívejte pod příkrývkou mezi polštáři atd . Může dojít k nadměrnému zahřátí a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
 - Tento přístroj je určen pro kosmetické (zkrášlovací) použití na obličej. Společnost SCIENTIFIC COSMECEUTICALS SA nenes odpovědnost za jakékoli škodlivé následky vyplývající ze špatného použití, aplikace na jiné části těla, připojení k nesprávným zdrojům napětí nebo jiným nevhodným aplikacím.
 - Používejte toto zařízení pouze pro použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenajdete odpověď na svůj konkrétní dotaz nebo máte nějaké další dotazy týkající se provozu zařízení, navštivte prosím drlevy.swiss nebo nás kontaktujte na info@drlevy.swiss nebo obchod@infokrasa.cz . V případě pochybností nebo nepohodlí nebo možných nežádoucích reakcí nebo účinků okamžitě přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem.

UPOZORNĚNÍ:

- **Nepoužívejte tento spotřebič ve vanách, sprchách nebo nádržích naplněných vodou nebo v jejich blízkosti.**
- **Při nedodržení pokynů se mohou objevit nežádoucí účinky.**
- **Dlouhodobá nebo opakovaná aplikace na jedno místo může poškodit kůži.**
- **Neodstraňujte ani nemanipulujte s pojistkou zařízení.**

JAK POUŽÍVAT THE THERMOGLOW PRO

THE THERMOGLOW PRO MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ SUCHÉ PŘED POUŽITÍM

PŘÍPRAVA:

Odstraňte make up a nečistoty s pleti před použitím.

“CHLAZENÍ” (KROK 1):

- Dlouze stiskněte univerzální tlačítko na 2 sekundy.
- Univerzální tlačítko se zbarví modře.
- Aplikujte na obličej, vždy od středu tváře směrem ven. Budete vnímat pocit chladu na kůži.

Pokračujte maximálně 90 sekund (automatické vypnutí).

- Optimální teploty by mělo být dosaženo po 30-90 sekundách.
- Odstraňte veškeré nečistoty na hlavní elektrodě suchým bavlněným hadříkem.

“ČIŠTĚNÍ” (KROK 2):

- Navlhčete pokožku studenou vodou. Naneste čisticí prostředek na vlhkou pokožku, nejlépe Dr. Levy 3Deep Cell Renewal Micro-Resurfacing. Pro cirkulaci iontů je důležité, aby byl čistič smíchan s dostatečným množstvím vody.
- Dlouze stiskněte univerzální tlačítko na 2 sekundy; tlačítko zmodrá. Jedním dalším krátkým stisknutím univerzálního tlačítka se rozsvítí jasně červená barva.
- Poté, co se ujistíte, že pokožka (s čisticím prostředkem) je stále navlhčena, můžete zařízení použít na pleti. Vzhledem k tomu, že ThermoGlow Pro je poměrně horký, je nejlepší začít v horní části čela (vlasová linie) a postupně přejíždět po ostatních partiích na obličej. Používejte zevnitř obličej směrem ven krouživými pohyby.
- Optimální teploty by mělo být dosaženo od 30. sekundy do 180 sekundy.
- Používejte maximálně 3 minuty (automatické vypnutí) – pokud je to pohodlné.
- Vypněte zařízení (pokud se nypne samo automaticky po 3min) stisknutím univerzálního tlačítka na 2 sekundy. Odstraňte přebytečné nečistoty z hlavní elektrody mírně navlhčeným bavlněným tamponem nebo netřepivým neabrazivním hadříkem nebo ručníkem.
- Opláchněte pokožku studenou vodou a odstraňte zbytky čisticího prostředku.

Důležitá upozornění:

- Okamžitě zastavte používání, pokud je teplota příliš vysoká nebo způsobuje zarudnutí nebo nepohodlí.
- Neustále pohybujte zařízením tak, abyste se nezastavovali příliš dlouho v jedné oblasti.
- Vyhněte se oblasti očního okolí, rtů, krku a dekoltu – nebo jakékoli citlivé oblasti.

“ZAPRACOVÁNÍ” (krok 3):

- Po osušení pleti aplikujte Booster Serum a, pokud chcete, Booster Cream.
- Dlouze stiskněte univerzální tlačítko na 2 sekundy; tlačítko zmodrá. Krátkým stisknutím dvakrát univerzální tlačítko se rozsvítí jasně fialovou barvou.
- Začněte s aplikací vždy zevnitř obličej směrem ven. Vzhledem k tomu, že ThermoGlow Pro je poměrně horký, je nejlepší začít v horní části čela (vlasová linie) a postupně používat ThermoGlow Pro v ostatních partiích obličej.
- Optimální teploty by mělo být dosaženo od 30. sekundy do 180 sekundy.
- Používejte maximálně 3 minuty (automatické vypnutí) – pokud je to pohodlné .
- Vypněte zařízení (pokud skončíte před automatickým vypnutím) stisknutím univerzálního tlačítka na 2 sekundy. Odstraňte přebytečné produkty z hlavní elektrody mírně navlhčeným bavlněným tamponem nebo netřepivým, neabrazivním hadříkem nebo ručníkem.

Důležitá upozornění:

- Okamžitě zastavte používání, pokud je teplota příliš vysoká nebo způsobuje zarudnutí nebo nepohodlí.
- Neustále pohybujte zařízením tak, abyste se nezastavovali příliš dlouho v jedné oblasti.
- Vyhněte se oblasti očního okolí, rtů, krku a dekoltu – nebo jakékoli citlivé oblasti.

ZÁVĚREČNÝ RITUAL:

Naneste svoje SPF a ochranný Pollution Shield.

Důležitá upozornění:

- Pro dosažení lepších výsledků vždy posouvejte zařízení pomalu, lehkým tlakem.
- Pokud zařízení přestane klouzat, znovu naneste produkt a/nebo navlhčete pleť (vodu).
- Sledujte jakékoli známky přehřátí nebo zčervenání pokožky. Okamžitě zastavte, pokud kůže zčervená nebo vykazuje známky přehřátí nebo v případě nepohodlí.
- Vždy nepřetržitě pohybujte elektrodou; nezdržujte se v žádné konkrétní oblasti.

DŮLEŽITÉ: Doporučuje se provést test senzibilizace 24 hodin před prvním použitím. Provedte rituál na vnitřní paži. Ujistěte se, že kůže nemá reakci na produkt(y), zařízení nebo zvolený protokol(y).

Opakujte tento postup pro každou zónu, ve které chcete zařízení použít, v různé dny.

ČIŠTĚNÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení není vodotěsné.

Po použití ThermoGlow Pro vždy důkladně očistěte.

Pro čištění použijte mírně navlhčený vatový tampon nebo hadřík nebo ručník, který nepouští vlákna, abyste odstranili přebytečný gel nebo přípravek/nečistoty. Zařízení nikdy nenamáčejte, částečně ani úplně, a nepoužívejte mýdlo.

DŮLEŽITÉ : Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit součásti zařízení. Neponořujte zařízení do vody ani jej nečistěte pod tekoucí vodou (kromě čistícího kroužku). Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s jakýmkoli korozivními roztoky, které by poškodily vzhled a funkci. Zařízení skladujte na chladném a suchém místě (teplota: 0°C/32°F – 40°C/104°F Relativní vlhkost: 10~95% RH). Neskladujte zařízení ani baterii tam, kde mohou teploty překročit 40 °C/104 °F, například na přímém slunci nebo ve vozidle.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ S PŘÍSTROJEM

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn výkonu ThermoGlow Pro:

Pokud se navrhovanými kroky nepodaří problém odstranit nebo se problém znovu objeví a vaše zařízení je v záruční době, vraťte společnosti SCIENTIFIC COSMECEUTICALS SA nebo prodejci, u kterého jste jej zakoupili.

Nepokoušejte se zařízení žádným způsobem manipulovat. Zařízení neobsahuje ŽÁDNÉ díly, které byste si mohli sami opravit.

Pokud se ThermoGlow Pro neaktivuje po stisknutí univerzálního tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu USB až 3 hodiny, dokud nebude plně nabitá. Poté restartujte zařízení podržením univerzálního tlačítka (ON/OFF).

Pokud ThermoGlow Pro nelze vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje:

- Mikroprocesor dočasně nefunguje správně. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujete zařízení.

Pokud se ThermoGlow Pro automaticky nevypne:

- Zařízení může být vadné. Vraťte jej prosím Dr. LEVY Switzerland® nebo prodejci, u kterého jste jej zakoupili.

Pokud necítíte chlad:

- Ověřte, zda je úplný kontakt s pokožkou.
- Vždy používejte nejprve nastavení „Cool“ (studené) a nikdy nepoužívejte program chlazení po programech „Purify“ (teplo) a/nebo „Infuse“ (teplé).
- Pocit chladu funguje nejlépe po dobu až 90 sekund. Pokud je zařízení používáno déle v nastavení „chlazení“, baterie se může zahřívat a ztrácet schopnost chladit „hlavu“ (hlavní elektrodu). Před opětovným použitím nastavení „chlazení“ jej přestaňte používat alespoň 30 minut.
- V případě přetrvávajících problémů může být baterie poškozena nebo může časem ztrácet kapacitu.

Pokud necítíte pocit tepla:

- Ověřte, zda je úplný kontakt s pokožkou.
- Vypněte zařízení a počkejte 30 minut. Zapněte zařízení a zkuste to znovu.
- V případě přetrvávajících problémů může být baterie poškozená nebo nefunkční.

Pokud necítíte vibrace:

- Ověřte, zda došlo k úplnému kontaktu s pokožkou.
- Vibrace jsou velmi lehké a ne všichni je cítí se stejnou intenzitou. Také nejsou vidět nebo cítit se stejnou intenzitou na každé části obličeje.

Pokud je teplo příliš intenzivní:

- Kombinace vašeho čisticího prostředku a funkce „čištění“ (červená barva, teplo) může být příliš silná.
- Zkuste použít jiný, jemnější čisticí prostředek.
- Pokud intenzita zůstává příliš silná, přestaňte funkci používat.
- V případě zarudnutí nebo nepříjemných pocitů okamžitě přestaňte a kontaktujte svého lékaře.

FAQ

JAK ČASTO MOHU POUŽÍVAT PŘÍSTROJ?

ThermoGlow Pro je dostatečně bezpečný a šetrný k použití dvakrát až třikrát týdně, ráno nebo večer. Doporučujeme používat ThermoGlow Pro jednou za 24 hodin, maximálně 3 minuty na každou ošetřovanou oblast.

JAK DLOUHO MOHU OŠETŘOVAT PLEŤ PŘÍSTROJEM THERMOGLOW PRO?

Nedoporučujeme používat zařízení déle než maximálně 4 až 5 minut a více než 3x týdně. Vždy otestujte každou zónu.

SPECIFIKACE

PŘÍSTROJ

programy (automatické vypnutí):

- CHLAZENÍ: 90 vteřin
- ČIŠTĚNÍ: 3 min
- ZAPRACOVÁNÍ: 3 min

Materiály: 304 nerezová ocel/hliníková slitina/PC/ABS/silikon

Barva: černá

Rozměry: 42.2 x 49.1 x 88.2 mm

Váha: 113g

Baterie: Li-ion 3.7 V, 800 mAh, 1.85 Wh

Napájení: DC 5V z adaptéru 110-230V / 60Hz nebo DC 3.7V z přenosného napájecího zdroje

Max výstup napětí(+/- 10%): 4.2V

Max výstup proud: 780mA

Doba nabití: 3 hod

Rozhraní: 1-tlačítkové

Napájecí adaptér

Výrobce: Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory

Adresa: No 200 Technology East Rd, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong, China

Model: Hx06b-0501000-Cg

Vstupní napětí: 100-240v

Vstupní AC frekvence: 50/60 Hz

Výstupní napětí: DC 5,0 V

Výstupní proud: 1,0 A

Výstupní výkon: 5.0 W

Průměrná aktivní účinnost: 74.71%

Účinnost při nízké zátěži (10 %):65.79%

Spotřeba energie bez zátěže:0.08w

Upozornění: Uživatelé tohoto zařízení používají zařízení na vlastní riziko. Dr. LEVY Switzerland® ani jeho prodejci nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající, přímo či nepřímo, z používání tohoto zařízení.

Kromě toho si Dr. LEVY Switzerland® vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu bez povinnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takové revize nebo změny.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou dodavatele/výrobce, mohou zrušit oprávnění uživatele k reklamaci či odstoupení.

Model může být bez upozornění změněn za účelem vylepšení.

INFORMACE O LIKVIDACI


Likvidace použitého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).



Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem (2012/19/EU). S tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by být odevzdáno na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným nevhodným nakládáním s odpady se zařízením. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje. Doporučujeme vám, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného místa, kde odborník vyjme dobíjecí baterii. Dodržujte lokální pravidla pro oddělený sběr elektrických a elektronických produktů a dobíjecích baterií. Další informace o recyklaci zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.



Tento symbol znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, která nesmí být likvidována s běžným domovním odpadem (2006/66/EC) a měla by být řádně recyklována. Obchody prodávající baterie na bázi lithia a obecní sběrný mají k dispozici místa. Pro více informací kontaktujte vaši místní firmu.



Tento symbol znamená, že kartonový obal a návod k použití lze recyklovat. Elektronický odpad a příslušenství viz výše.

S tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by být odevzdáno na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací zařízení. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.

Doporučujeme vám, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného místa, kde odborník vyjme dobíjecí baterii. Dodržujte lokální pravidla pro oddělený sběr elektrických a elektronických produktů a dobíjecích baterií.

Další informace o recyklaci zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.

2023 SCIENTIFIC COSMECEUTICALS. ALL RIGHTS RESERVED.
DISTRIBUTED BY SCIENTIFIC COSMECEUTICALS SA
SWITZERLAND HEADQUARTERS: 1222 VESENAZ, SWITZERLAND
EU (FISCAL REPRESENTATION): 74930 SCIENTRIER, FRANCE
EU IMPORTER: Rapides Savoyards SARL, 74930 Scientrier, France

DESIGNED IN SWITZERLAND
MADE IN CHINA
www.drlevy.swiss